

KERN 334-064

KERN

Gewichtenset, F2, 1 g - 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in plastic geval



Pictogrammen

STANDARD



1 DAY

Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	350×320×180 mm
Aantal gewichten	13
Etui van gewichtenset	in plastic geval
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	350×320×180 mm
Nettogewicht	3,7 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	3,8 kg
Brutogewicht ca.	3,8 kg
Verzendgewicht	4 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie	962-419
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-419