

KERN 334-066

KERN

Jeu de poids, F2, 1 g - 1 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un boîtier en aluminium



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	334

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 1 kg
Poid de contrôle OIML classe	F2

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	230×140×110 mm
Étui du jeu de poids	dans un boîtier en aluminium
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	230×140×110 mm
Poids net	2,7 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	2,8 kg
Poids brut env.	3,6 kg
Poids d'expédition	3,5 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-419
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-419