

# KERN 334-066

**KERN**

Gewichtenset, F2, 1 g - 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in aluminium behuizing



## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Set van gewichten
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	334

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	1 g - 1 kg
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (B×D×H)	230×140×110 mm
Etui van gewichtenset	in aluminium behuizing
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	230×140×110 mm
Nettogewicht	2,7 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	2,8 kg
Brutogewicht ca.	3,6 kg
Verzendgewicht	3,5 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkKS-kalibratie	962-419
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-419