

# KERN 334-066

**KERN**

Conjunto de pesos, F2, 1 g - 1 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML), em caixa de alumínio



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	334

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 1 kg
Peso de teste OIML classe	F2

### Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	230×140×110 mm
Estojo do conjunto de pesos	em caixa de alumínio
Material	aço inox virado fino (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	230×140×110 mm
Peso líquido	2,7 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	2,8 kg
Peso bruto aprox.	3,6 kg
Peso de envio	3,5 kg

### Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS	962-419
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-419