

# KERN 334-07

# KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 2 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für garantierte Plus-  
Abweichung 921-420

Piktogramme

STANDARD



## Kategorie

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Marke            | KERN         |
| Produktkategorie | Gewichtssatz |
| Produktgruppe    | OIML F2      |
| Produktfamilie   | 334          |

## Messsystem

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 1 g - 2 kg |
| OIML-konform           | ✓          |
| Gewicht OIML-Klasse    | F2         |

## Bauform

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Bauform Gewicht         | Knopf                        |
| Abmessungen (B×T×H)     | 305×180×140 mm               |
| Anzahl Gewichte         | 15                           |
| Etui des Gewichtssatzes | im Holzetui                  |
| Material                | Edelstahl feingedreht (OIML) |

## Verpackung & Versand

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit                     | 1 d            |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 305×180×140 mm |
| Nettogewicht                   | 9,01 kg        |
| Versandart                     | Paketdienst    |
| Nettogewicht ca.               | 10 kg          |
| Bruttogewicht ca.              | 10 kg          |
| Versandgewicht                 | 9,01 kg        |

## Dienstleistungen

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-420 |
|--------------------------------------|---------|