

# KERN 334-07

# KERN

Gewichtenset, F2, 1 g - 2 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML), in een houten kist



## Pictogrammen

STANDARD



## Categorie

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Merk             | KERN              |
| Productcategorie | Set van gewichten |
| Productgroep     | OIML F2           |
| Productfamilie   | 334               |

## Meetsysteem

|                               |            |
|-------------------------------|------------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 g - 2 kg |
| Testgewicht OIML klasse       | F2         |

## Ontwerp

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Bouwworm gewicht      | Knop                                 |
| Afmetingen (B×D×H)    | 305×180×140 mm                       |
| Aantal gewichten      | 15                                   |
| Etui van gewichtenset | in een houten kist                   |
| Materiaal             | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |

## Verpakking & verzending

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d            |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 305×180×140 mm |
| Nettogewicht                  | 9,01 kg        |
| Verzendmethode                | Pakketdienst   |
| Nettogewicht ca.              | 10 kg          |
| Brutogewicht ca.              | 10 kg          |
| Verzendgewicht                | 9,01 kg        |

## Diensten

|   |         |
|---|---------|
| Artikelnummer voor DAkkS-kalibratie             | 962-420 |
| Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking | 921-420 |