

KERN 334-084

KERN

Jeu de poids, F2, 1 g - 5 kg, Bouton, inox finement tourné (OIML), dans un étui en plastique



Pictogrammes

STANDARD



Catégorie

Marque	KERN
Catégorie de produits	Jeu de poids
Groupe de produit	OIML F2
Famille de produits	334

Système de mesure

Poid de contrôle - valeur nominale	1 g - 5 kg
Poid de contrôle OIML classe	F2

Forme de construction

Forme poid	Bouton
Dimensions (L×P×H)	350×320×180 mm
Nombre de poids	16
Étui du jeu de poids	dans un étui en plastique
Matériau	inox finement tourné (OIML)

Emballage & expédition

Lecture force [d] (N)	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	350×320×180 mm
Poids net	12,69 kg
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	13 kg
Poids brut env.	13 kg
Poids d'expédition	12,69 kg

Services

Numéro d'article pour étalonnage DAkkS	962-421
Numéro d'article pour écart positif garanti	921-421