

KERN 334-086

KERN

Juego de pesas, F2, 1 g - 5 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Número de artículo para divergencia positiva garantizada 921-421

Pictogramas

STANDARD



Categoría

Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	334

Sistema de medición

Peso de control - valor nominal	1 g - 5 kg
Peso de control OIML clase	F2

Diseño

Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	460×260×200 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío

Lectura fuerza [d] (N)	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	460×260×200 mm
Peso neto	12,6 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	13 kg
Peso bruto aprox.	18 kg
Peso de envío	18 kg

Servicios

Número de artículo para calibración DAkkS	962-421
-------------------------------------------	---------