

KERN 334-09

KERN

Gewichtssatz, F2, 1 g - 10 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML), im Holzetui



Artikelnummer für garantierte Plus-
Abweichung 921-422

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Gewichtssatz
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	334

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g - 10 kg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (B×T×H)	540×190×245 mm
Anzahl Gewichte	17
Etui des Gewichtssatzes	im Holzetui
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	2 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	540×190×245 mm
Nettogewicht	30,61 kg
Versandart	Spedition
Nettogewicht ca.	32 kg
Bruttogewicht ca.	34 kg
Versandgewicht	32,5 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-422
--------------------------------------	---------