

# KERN 334-09

**KERN**

Conjunto de pesos, F2, 1 g - 10 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML), numa caixa de madeira



## Pictogramas

STANDARD



### Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Conjunto de pesos
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	334

### Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g - 10 kg
Peso de teste OIML classe	F2

### Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (L×P×A)	540×190×245 mm
Número de pesos	17
Estojo do conjunto de pesos	numa caixa de madeira
Material	aço inox virado fino (OIML)

### Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	540×190×245 mm
Peso líquido	30,61 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	32 kg
Peso bruto aprox.	34 kg
Peso de envio	32,5 kg

### Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-422
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-422