KERN **334-096**



Juego de pesas, F2, 1 g - 10 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado (OIML), en un estuche de aluminio



Número de artículo para divergencia positiva garantizada

921-422

Pictogramas

STANDARD



Categoría	
Marca	KERN
Categoría de producto	Juego de pesas
Grupo de producto	OIML F2
Familia de productos	334

Sistema de medición	
OIML-conforme	✓
Peso de control OIML clase	F2
Peso de control - valor nominal	1 g - 10 kg

Diseño	
Forma constructiva pesa	Botón
Dimensiones (A×P×A)	610×260×235 mm
Estuche de juego de pesas	en un estuche de aluminio
Material	acero inoxidable finamente torneado (OIML)

Embalaje y envío	
Plazo de entrega	1 d
Dimensiones del embalaje (A×P×A)	610×260×235 mm
Peso neto	23,9 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Peso neto aprox.	24 kg
Peso bruto aprox.	28 kg
Peso de envío	28 kg

Servicios	
Número de artículo para calibración DAkkS	962-422

1