

# KERN 335-240

**KERN**

Pinzetta per afferrare pesi di calibrazione di piccole dimensioni



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Accessori per pesi di calibrazione
Gruppo di prodotti	Pinzetta

## Design

Dimensioni (L×P×A)	102×6×7 mm
--------------------	------------

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	100×100×10 mm
Peso netto	0,005 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

## Pittogrammi

STANDARD

