

KERN 336-36

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 5 kg, Block, Edelstahl



Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	336

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	80 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6400
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	150×68×96 mm
Material	Edelstahl

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×68×96 mm
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg

Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-443
--------------------------------------	---------