

KERN 336-36

KERN

Peso individual, Classe OIML F2, 5 kg, Bloco, aço inox



Serviços

Número do artigo para calibração 962-443
DAkKS

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	336

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 kg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	80 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6400
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10700
Peso de teste OIML classe	F2

Desenho

Forma de construção peso	Bloco
Dimensões peso (L×P×A)	150×68×96 mm
Material	aço inox

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	150×68×96 mm
Peso líquido	5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	5,0 kg
Peso bruto aprox.	5,0 kg
Peso de envio	5 kg