

KERN 336-37

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 10 kg, Blok, edelstaal



Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-
kalibratie 962-444

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	336

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	160 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6400
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	10700
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Bouwworm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	193×96×117 mm
Materiaal	edelstaal

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	193×96×117 mm
Nettogewicht	10 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	10 kg
Brutogewicht ca.	10 kg
Verzendgewicht	10 kg