

# KERN 336-38

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 20 kg, Block, Edelstahl

# KERN



## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	336

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	300 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6400
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

## Bauform

Bauform Gewicht	Block
Abmessungen Gewicht (B×T×H)	233×115×147 mm
Material	Edelstahl

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	233×115×145 mm
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg

## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-445
--------------------------------------	---------