

# KERN 336-38

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 20 kg, Blok, edelstaal



## Diensten

Artikelnummer voor DAkkS-  
kalibratie 962-445

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	336

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	300 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6400
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	10700
OIML-conform	✓
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Blok
Afmetingen gewicht (B×D×H)	233×115×147 mm
Materiaal	edelstaal

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	233×115×145 mm
Nettogewicht	20 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg
Verzendgewicht	20 kg