

# KERN 336-38

**KERN**

Peso individual, Classe OIML F2, 20 kg, Bloco, aço inox



## Serviços

Número do artigo para calibração 962-445  
DAkKS

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	336

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	20 kg
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	300 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6400
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10700
Peso de teste OIML classe	F2

## Desenho

Forma de construção peso	Bloco
Dimensões peso (L×P×A)	233×115×147 mm
Material	aço inox

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	233×115×145 mm
Peso líquido	20 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg
Peso de envio	20 kg