

KERN 337-01

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 1 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-431
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-431

Piktogramme

STANDARD



1 DAY

Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	1 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	0,125
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0016
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,3 mg
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	6×6 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	6×6×6 mm
Nettogewicht	0,001 kg
Versandart	Paketservice
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg