

KERN 337-01

KERN

Peso individual, Classe OIML F2, 1 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 962-431

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-431

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	337

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 g
Peso de teste - volume (cm ³)	0,125
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,0016
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,3 mg
Peso de teste OIML classe	F2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	6×6 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	6×6×6 mm
Peso líquido	0,001 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg