

KERN 337-02

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 2 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

| | |
|---|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 962-432 |
| Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung | 921-432 |

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

| | |
|------------------|---------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Einzelgewicht |
| Produktgruppe | OIML F2 |
| Produktfamilie | 337 |

Messsystem

| | |
|---|--------|
| Prüfgewicht - Nennwert | 2 g |
| Prüfgewicht - Volumen (cm ³) | 0,25 |
| Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³) | 0,0031 |
| Zulässige Toleranz nach OIML (+/-) | 0,4 mg |
| Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML) | 2000 |
| OIML-konform | ✓ |
| Gewicht OIML-Klasse | F2 |

Bauform

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Bauform Gewicht | Knopf |
| Abmessungen (Ø×H) | 6×11 mm |
| Material | Edelstahl feingedreht (OIML) |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 6×6×11 mm |
| Nettogewicht | 0,002 kg |
| Versandart | Paketdienst |
| Nettogewicht ca. | 0,05 kg |
| Bruttogewicht ca. | 0,05 kg |
| Versandgewicht | 0,1 kg |