

KERN 337-02

KERN

Peso singolo, classe OIML F2, 2 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-432

Numero di articolo per scostamento positivo garantito 921-432

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	337

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	2 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	0,25
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0031
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,4 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	2000
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	6×11 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	6×6×11 mm
Peso netto	0,002 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg