

# KERN 337-03

**KERN**

Peso singolo, classe OIML F2, 5 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS 962-433

Numero di articolo per scostamento positivo garantito 921-433

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	337

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	5 g
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	0,625
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	0,0078
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,5 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	3000
Peso di calibrazione OIML classe	F2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	8×16,5 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	8×8×16 mm
Peso netto	0,005 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg
Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg