

# KERN 337-03

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 5 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-433
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-433

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	0,625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0078
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,5 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	3000
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	8×16,5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	8×8×16 mm
Nettogewicht	0,005 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg