

# KERN 337-03

**KERN**

Peso individual, Classe OIML F2, 5 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



## Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 962-433

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-433

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	337

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 g
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	0,625
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,0078
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	0,5 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	3000
Peso de teste OIML classe	F2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	8×16,5 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	8×8×16 mm
Peso líquido	0,005 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,05 kg
Peso bruto aprox.	0,05 kg
Peso de envio	0,1 kg