

# KERN 337-04

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 10 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie	962-434
Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking	921-434

## Pictogrammen

### STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	10 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	1,25
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0156
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,6 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	4000
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	10×19 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	10×10×19 mm
Nettogewicht	0,01 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg
Verzendgewicht	0,1 kg