

# KERN 337-040-200

**KERN**

Cofanetto in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 10 g)



## Categoria

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Marchio               | KERN                |
| Categoria di prodotto | Valigette & Astucci |
| Gruppo di prodotti    | Cofanetto in legno  |

## Sistema di misura

|  |                 |
|--|-----------------|
| Caso adatto alle classi OIML             | F2 + M1         |
| Caso adatto ai valori di peso nominale   | 10 g            |
| Design con peso adeguato per la custodia | Bottone/compact |

## Design

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Dimensioni (L×P×A) | 60×60×45 mm |
| Materiale          | faggio      |

## Imballaggio e spedizione

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Divisione forza [d] (N)        | 1 d             |
| Dimensioni imballaggio (L×P×H) | 60×60×45 mm     |
| Peso netto                     | 0,12 kg         |
| Metodo di spedizione           | Servizio pacchi |
| Peso netto ca.                 | 0,15 kg         |
| Peso lordo ca.                 | 0,15 kg         |
| Peso di spedizione             | 0,12 kg         |

## Pittogrammi

STANDARD

