

KERN 337-05

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 20 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-435
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-435

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	2,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0313
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	0,8 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	4800
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	24000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	13×23,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×23 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg