

KERN 337-05

KERN

Peso singolo, classe OIML F2, 20 g, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Peso lordo ca.	0,05 kg
Peso di spedizione	0,1 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-435
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-435

Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	337

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	20 g
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	2,5
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	0,0313
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	0,8 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	4800
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	24000
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	13×23,5 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	13×13×23 mm
Peso netto	0,02 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,05 kg