

# KERN 337-05

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 20 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Verzendgewicht 0,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-435

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-435

## Pictogrammen

## STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	2,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,0313
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	0,8 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	4800
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	24000
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	13×23,5 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	13×13×23 mm
Nettogewicht	0,02 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Brutogewicht ca.	0,05 kg