

KERN 337-06

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 50 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-436
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-436

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	50 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	6,25
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,0781
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6000
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	12000
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	18×29,5 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	18×18×29 mm
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,05 kg
Bruttogewicht ca.	0,05 kg
Versandgewicht	0,1 kg