

KERN 337-07

KERN

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 100 g, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-437
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-437

Piktogramme

STANDARD



Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	100 g
Prüfgewicht - Volumen (cm ³)	12,5
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm ³)	0,1563
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	1,6 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6400
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	22×39 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	22×22×39 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Bruttogewicht ca.	0,10 kg
Versandgewicht	0,1 kg