

# KERN 337-07

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 100 g, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Verzendgewicht 0,1 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-437

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-437

## Pictogrammen

## STANDARD



## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	100 g
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	12,5
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	0,1563
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	1,6 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6400
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	10700
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	22×39 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	22×22×39 mm
Nettogewicht	0,1 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	0,10 kg
Brutogewicht ca.	0,10 kg