

# KERN 337-08

**KERN**

Peso individual, Classe OIML F2, 200 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Peso de envio 0,2 kg

## Serviços

Número do artigo para calibração DAkKS 962-438

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-438

## Pictogramas

### STANDARD



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	337

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	200 g
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	25
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	0,3125
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	3 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6400
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10700
Peso de teste OIML classe	F2

## Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	28×48,5 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	28×28×48 mm
Peso líquido	0,2 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,20 kg
Peso bruto aprox.	0,20 kg