

KERN 337-09

KERN

Peso individual, Classe OIML F2, 500 g, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Peso de envio 0,5 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 962-439

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-439

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	337

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	500 g
Peso de teste - volume (cm ³)	62,5
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	0,7813
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	8 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6400
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10700
Peso de teste OIML classe	F2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	38×66 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	38×38×66 mm
Peso líquido	0,5 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	0,50 kg
Peso bruto aprox.	0,50 kg