

KERN 337-11

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 1 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Verzendgewicht 1 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-441

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-441

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

| | |
|------------------|---------------------|
| Merk | KERN |
| Productcategorie | Individueel gewicht |
| Productgroep | OIML F2 |
| Productfamilie | 337 |

Meetsysteem

| | |
|---|--------|
| Testgewicht - nominale waarde | 1 kg |
| Testgewicht - volume (cm ³) | 125 |
| Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³) | 1,5625 |
| Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-) | 16 mg |
| Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML) | 6400 |
| Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML) | 10700 |
| Testgewicht OIML klasse | F2 |

Ontwerp

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Bouwworm gewicht | Knop |
| Afmetingen (Ø×H) | 48×80 mm |
| Materiaal | roestvrij staal fijn gedraaid (OIML) |

Verpakking & verzending

| | |
|-------------------------------|--------------|
| Afreesbaarheid kracht [d] (N) | 1 d |
| Afmetingen verpakking (B×D×H) | 48×48×80 mm |
| Nettogewicht | 1 kg |
| Verzendmethode | Pakketdienst |
| Nettogewicht ca. | 1,00 kg |
| Brutogewicht ca. | 1,00 kg |