

KERN 337-11

KERN

Peso individual, Classe OIML F2, 1 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Peso de envio 1 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 962-441

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-441

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	337

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	1 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	125
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	1,5625
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	16 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6400
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10700
Peso de teste OIML classe	F2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	48×80 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	48×48×80 mm
Peso líquido	1 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	1,00 kg
Peso bruto aprox.	1,00 kg