

# KERN 337-1 10-200

**KERN**

Cofanetto in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 1 kg)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

## Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	F2 + M1
Caso adatto ai valori di peso nominale	1 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

## Design

Dimensioni (L×P×A)	73×73×93 mm
Materiale	faggio

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	73×73×93 mm
Peso netto	0,22 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	0,25 kg
Peso lordo ca.	0,25 kg
Peso di spedizione	0,235 kg

## Pittogrammi

STANDARD

