

# KERN 337-12

**KERN**

Peso singolo, classe OIML F2, 2 kg, Pulsante, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Peso lordo ca.	2,0 kg
Peso di spedizione	2 kg

## Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkKS	962-442
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-442

## Pittogrammi

### STANDARD



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	337

## Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	2 kg
Peso di calibrazione - volume (cm <sup>3</sup> )	250
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm <sup>3</sup> )	3,125
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	30 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	6400
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	10700
Peso di calibrazione OIML classe	F2

## Design

Struttura peso	Pulsante
Dimensioni (Ø×A)	60×114 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	60×60×114 mm
Peso netto	2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	2,0 kg