

# KERN 337-13

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 5 kg, Knopf, Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-443
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-443

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	5 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	625
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	7,8125
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	80 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	6400
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

## Bauform

Bauform Gewicht	Knopf
Abmessungen (Ø×H)	80×147 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×147 mm
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Bruttogewicht ca.	5,0 kg
Versandgewicht	5 kg