

KERN 337-13

KERN

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 5 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Verzendgewicht 5 kg

Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-443

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-443

Pictogrammen

STANDARD



Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	5 kg
Testgewicht - volume (cm ³)	625
Testgewicht - volume onzekerheid (cm ³)	7,8125
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	80 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6400
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	10700
Testgewicht OIML klasse	F2

Ontwerp

Bouwvorm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	80×147 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	80×80×147 mm
Nettogewicht	5 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	5,0 kg
Brutogewicht ca.	5,0 kg