

# KERN 337-131

**KERN**

Peso individual, Classe OIML F2, 5 kg, Peso de controlo, aço inox virado fino (OIML)



## Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	337

## Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	5 kg
Peso de teste - volume (cm <sup>3</sup> )	1250
Peso de teste - volume incerteza (cm <sup>3</sup> )	15,625
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	160 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10700
Peso de teste OIML classe	F2

## Desenho

Forma de construção peso	Peso de controlo
Dimensões (Ø×A)	136×132 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

## Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	136×136×132 mm
Peso líquido	10 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	10 kg
Peso bruto aprox.	10 kg
Peso de envio	10 kg

## Pictogramas

STANDARD

