

# KERN 337-141-100

**KERN**

Cofanetto in legno per pesi individuali (Peso di controllo, 10 kg)



## Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

## Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	F1
Caso adatto ai valori di peso nominale	10 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Peso di controllo

## Design

Dimensioni (L×P×A)	205×205×190 mm
Materiale	faggio

## Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	205×205×190 mm
Peso netto	3,1 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	3,2 kg
Peso lordo ca.	3,2 kg
Peso di spedizione	3,1 kg

## Pittogrammi

STANDARD

