

# KERN 337-15

**KERN**

Afzonderlijk gewicht, OIML-klasse F2, 20 kg, Knop, roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)



Verzendgewicht 20 kg

## Diensten

Artikelnummer voor DAkS-kalibratie 962-445

Artikelnummer voor gegarandeerde plus-afwijking 921-445

## Pictogrammen

## STANDARD



1 DAY

## Categorie

Merk	KERN
Productcategorie	Individueel gewicht
Productgroep	OIML F2
Productfamilie	337

## Meetsysteem

Testgewicht - nominale waarde	20 kg
Testgewicht - volume (cm <sup>3</sup> )	2500
Testgewicht - volume onzekerheid (cm <sup>3</sup> )	31,25
Toelaatbare tolerantie volgens OIML (+/-)	300 mg
Testgewicht - dichtheid [Min] (OIML)	6400
Testgewicht - dichtheid [Max] (OIML)	10700
Testgewicht OIML klasse	F2

## Ontwerp

Bouwworm gewicht	Knop
Afmetingen (Ø×H)	128×230 mm
Materiaal	roestvrij staal fijn gedraaid (OIML)

## Verpakking & verzending

Afreesbaarheid kracht [d] (N)	1 d
Afmetingen verpakking (B×D×H)	128×128×230 mm
Nettogewicht	20 kg
Verzendmethode	Pakketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Brutogewicht ca.	20 kg