

KERN 337-15

Peso individual, Classe OIML F2, 20 kg, Botão, aço inox virado fino (OIML)



Peso de envio 20 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS 962-445

Número do artigo para desvio Plus garantido 921-445

Pictogramas

STANDARD



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	337

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	20 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	2500
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	31,25
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	300 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	6400
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10700
Peso de teste OIML classe	F2

Desenho

Forma de construção peso	Botão
Dimensões (Ø×A)	128×230 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	1 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	128×128×230 mm
Peso líquido	20 kg
Método de envio	Serviço de encomendas
Peso líquido aprox.	20 kg
Peso bruto aprox.	20 kg