

KERN 337-150-200

KERN

Cofanetto in legno per pesi individuali (Bottone/compact, 20 kg)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	F2 + M1
Caso adatto ai valori di peso nominale	20 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Bottone/compact

Design

Dimensioni (L×P×A)	185×185×300 mm
Materiale	faggio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	185×185×300 mm
Peso netto	5,2 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	6 kg
Peso lordo ca.	6 kg
Peso di spedizione	5,2 kg

Pittogrammi

STANDARD

