

KERN 337-151-100

KERN

Cofanetto in legno per pesi individuali (Peso di controllo, 20 kg)



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Valigette & Astucci
Gruppo di prodotti	Cofanetto in legno

Sistema di misura

Caso adatto alle classi OIML	F1
Caso adatto ai valori di peso nominale	20 kg
Design con peso adeguato per la custodia	Peso di controllo

Design

Dimensioni (L×P×A)	205×205×290 mm
Materiale	faggio

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	1 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	205×205×290 mm
Peso netto	4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Peso netto ca.	4,0 kg
Peso lordo ca.	4,0 kg
Peso di spedizione	4 kg

Pittogrammi

STANDARD

