

# KERN 337-151

**KERN**

Einzelgewicht, OIML-Klasse F2, 20 kg, Kontrollgewicht, Edelstahl feingedreht (OIML)



## Dienstleistungen

Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung	962-445
Artikelnummer für garantierte Plus-Abweichung	921-445

## Piktogramme

### STANDARD



## Kategorie

Marke	KERN
Produktkategorie	Einzelgewicht
Produktgruppe	OIML F2
Produktfamilie	337

## Messsystem

Prüfgewicht - Nennwert	20 kg
Prüfgewicht - Volumen (cm <sup>3</sup> )	2500
Prüfgewicht - Volumen Unsicherheit (cm <sup>3</sup> )	31,25
Zulässige Toleranz nach OIML (+/-)	300 mg
Prüfgewicht - Dichte [Min] (OIML)	7390
Prüfgewicht - Dichte [Max] (OIML)	10700
OIML-konform	✓
Gewicht OIML-Klasse	F2

## Bauform

Bauform Gewicht	Kontrollgewicht
Abmessungen (Ø×H)	136×217 mm
Material	Edelstahl feingedreht (OIML)

## Verpackung & Versand

Lieferzeit	1 d
Abmessungen Verpackung (B×T×H)	137×137×217 mm
Nettogewicht	20 kg
Versandart	Paketdienst
Nettogewicht ca.	20 kg
Bruttogewicht ca.	20 kg
Versandgewicht	20 kg