

KERN 337-161

KERN

Peso singolo, classe OIML F2, 50 kg, Peso di controllo, acciaio inossidabile tornito fine (OIML)



Pittogrammi

STANDARD



Categoria

Marchio	KERN
Categoria di prodotto	Peso individuale
Gruppo di prodotti	OIML F2
Famiglia di prodotti	337

Sistema di misura

Peso di calibrazione - valore nominale	50 kg
Peso di calibrazione - volume (cm ³)	6250
Peso di calibrazione - volume incertezza (cm ³)	78,125
Tolleranza ammessa secondo OIML (+/-)	800 mg
Peso di calibrazione - densità [Min] (OIML)	7390
Peso di calibrazione - densità [Max] (OIML)	10700
Peso di calibrazione OIML classe	F2

Design

Struttura peso	Peso di controllo
Dimensioni (Ø×A)	198×249,5 mm
Materiale	acciaio inossidabile tornito fine (OIML)

Imballaggio e spedizione

Divisione forza [d] (N)	2 d
Dimensioni imballaggio (L×P×H)	198×198×249 mm
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Peso netto ca.	50 kg
Peso lordo ca.	50 kg
Peso di spedizione	50 kg

Servizi

Numero di articolo per calibrazione DAkkS	962-446
Numero di articolo per scostamento positivo garantito	921-446