

KERN 337-161

KERN

Peso individual, Classe OIML F2, 50 kg, Peso de controlo, aço inox virado fino (OIML)



Categoria

Marca	KERN
Categoria de produto	Peso individual
Grupo de produto	OIML F2
Família de produto	337

Sistema de medição

Peso de teste - valor nominal	50 kg
Peso de teste - volume (cm ³)	6250
Peso de teste - volume incerteza (cm ³)	78,125
Tolerância admissível de acordo com a OIML (+/-)	800 mg
Peso de teste - densidade [min] (OIML)	7390
Peso de teste - densidade [Max] (OIML)	10700
Peso de teste OIML classe	F2

Desenho

Forma de construção peso	Peso de controlo
Dimensões (Ø×A)	198×249,5 mm
Material	aço inox virado fino (OIML)

Embalagem e expedição

Leitura força [d] (N)	2 d
Dimensões da embalagem (L×P×A)	198×198×249 mm
Peso líquido	50 kg
Método de envio	Transportadoras
Peso líquido aprox.	50 kg
Peso bruto aprox.	50 kg
Peso de envio	50 kg

Serviços

Número do artigo para calibração DAkkS	962-446
Número do artigo para desvio Plus garantido	921-446

Pictogramas

STANDARD



2 DAYS